

Số: 10 /BVTM  
Về việc mời chào giá Vật tư y  
tế thiết yếu

An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**Kính gửi: Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh Viện Tim Mạch có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở mua sắm Vật tư y tế thiết yếu phục vụ cho bệnh nhân, cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Tim mạch An Giang
- Thông tin liên hệ:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số điện thoại
1	Phan Thị Diễm Trúc	PTK. Dược	0985535886
2	Võ Văn Đủ	NV K. Dược	0364648972

3. Thông tin tiếp nhận báo giá:

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Tim Mạch An Giang
- Địa chỉ: Số 8, Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính (ngoài bì thư ghi nội dung: Báo giá Vật tư y tế thiết yếu)
  - Nhận file mềm qua email: [bvtimmach@gmail.com](mailto:bvtimmach@gmail.com)
5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h giờ 00 ngày 09 tháng 01 năm 2025 đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2025 Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2025

- Nội dung yêu cầu báo giá:** Danh mục hóa chất xét nghiệm (phụ lục đính kèm)
- Báo giá theo mẫu (phụ lục đính kèm)

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**

  
**Bùi Hữu Minh Trí**

**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

**1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan**

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói
1	Thiết bị A												
2	Thiết bị B												
n	...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

**3. Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu)

*\* Ghi chú:*

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THIẾT YẾU**

(Kèm theo Công văn mời chào giá số: 10 /BVTM ngày 09 tháng 01 năm 2025 của BVTMAG)

Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Oxy y tế bình nhỏ	Bình Oxy y tế 14 lít, chất lượng $\geq 99.5\%$ ( chứa 2m <sup>3</sup> khí nếu tính ở điều kiện thường) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Chai	150	
2	Giấy điện tim 6 cần	-Kích thước: 110mm x 140mm, dạng xấp 200 tờ, giấy chất liệu tốt, in kết quả rõ đẹp. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Xấp	50	
3	Khẩu trang y tế	Có cấu tạo ít nhất 3 lớp: không độc tố, không gây kích ứng, bề mặt sạch -Lớp ngoài: vải không dệt, không độc tố, không gây kích ứng, bề mặt sạch -Lớp giữa: vải lọc kháng khuẩn (98%) -Lớp trong: vải không dệt PP -Dây đeo: dây thun. -Thanh nẹp mũi: nhựa -Đặc điểm: dây đeo chắc chắn, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	20,000	
4	Nước cất	- Nước cất 1 lần - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Lít	400	
5	Dây garo	- Băng dính 2 đầu, miếng gài bền chắc * Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 hoặc tương đương	Sợi	50	
6	Hóa chất phun khử khuẩn phòng	- Thành phần chính: Hydrogen Peroxide 7,5 - 7,9% và ion bạc 0,0042% – 0,0053%. Tỉ trọng: 1,026 – 1,030 kg/l (ở 15°C). pH: 2,5 – 3,5. Có hiệu lực đối với: Vi khuẩn, nấm, virus, mycobacteria. Vật liệu phù hợp: thép không gỉ, nhôm, vật liệu tổng hợp, thủy tinh, Polyethylene. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	lít	25	
7	Dung dịch đa enzyme ngâm dụng cụ	- Thành phần chính: Chất hoạt động bề mặt non-ionic: 1 - 5%. Chất hoạt động bề mặt Anionic: 1 - 5%. Chất phụ gia: 1 - 5%.D11 Enzyme:< 5% (Protease, Lipase, Amylase, Cellulase) - Dung dịch không có mùi và chất tạo màu - Tương thích cao với các vật liệu. - Không cần bước trung hòa lại khi sử dụng.- Hoạt tính enzyme của sản phẩm vẫn duy trì được trong khoảng 8 giờ sau khi pha loãng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	lít	15	
8	Găng tay khám có bột các cỡ	- Chất liệu: latex cao su thiên nhiên, có bột nhẹ - Găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay - Kích cỡ: XS, S, M, L - Chiều dài găng tay: Size XS, S (tối thiểu 220 mm), Size M, L (tối thiểu 230mm) - Chiều rộng: size XS $\leq 80$ mm; size S: 89 $\pm$ 5mm; size M: 95 $\pm$ 5mm; size L: 110 $\pm$ 5mm. - Cường lực kéo đứt: Trước giã hóa: $\geq 7$ N, sau giã hóa: $\geq 6$ N. - Độ dẫn dài : Trước giã hóa: $\geq 650\%$ , sau giã hóa: $\geq 500\%$ . -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Đôi	18,000	
9	Hộp nhựa màu vàng chứa vật sát khuẩn	- Chất liệu: nhựa HDPE - Dung tích: 6,8 lít - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương	Cái	100	
10	Ống nội khí quản đặt đường miệng/đường mũi các số	- Ống có vạch căn quang ngầm cuối ống xác định đúng vị trí đặt và 01 vạch chạy dọc ống, bóng thể tích lớn - Áp lực nhỏ, được khử trùng bởi khí E.O - Cỡ: các số - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Bộ	120	
11	Nút chặn đuôi kim luồn	- Nút chặn đuôi kim luồn - Có công tiêm liên tục không chứa latex - Thể tích đầu pit tông: $\leq 0.088$ cc - Nút chặn đầu male luer lock -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	6,000	

Số TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
12	Túi đựng nước tiểu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi chứa nước tiểu có quai treo</li> <li>- Chất liệu túi chứa bằng nhựa PE hoặc PVC trong, không chứa DEHP</li> <li>- Dung tích 2000ml</li> <li>- Kích thước túi: dài 27 - 30cm, rộng 20 ± 1cm</li> <li>- Có vạch chia thể tích in trên thân túi, có quai treo, đáy túi vuông, các mép túi được hàn kín 100% không rò rỉ</li> <li>- Van xả ở giữa đáy túi, một chiều chống trào ngược, dạng thẳng khóa vận hoặc dạng chữ T</li> <li>- Quai treo dạng móc hoặc dây treo bằng nhựa, không gập ống khi treo.</li> <li>- Dây dẫn dài 90 - 110cm, đường kính trong 5 - 10mm, đầu nối tương thích với các loại ống thông, đảm bảo không rò rỉ</li> <li>- Tiệt khuẩn</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul>	Cái	120	
13	Gel siêu âm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gel siêu âm tạo môi trường thu nhận tín hiệu siêu âm</li> <li>- Độ pH: 6,5 ± 0,75</li> <li>- Thành phần: Nước, Propylene glycol, Hydroxyl ethyl cellulose, glycerin, sodium benzoate</li> <li>- Đặc tính: Tan hoàn toàn trong nước, đồng nhất, không gây mẫn cảm, không gây rát da, dễ rửa bằng nước sạch.</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul>	Lít	60	
14	Bơm cho ăn 50ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không chứa chất gây sốt. Đốc to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O),</li> <li>- tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul>	Cái	100	
15	Vòng đeo tay bệnh nhân	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vòng nhận dạng bệnh nhân</li> <li>- Chất liệu: PVC, mềm, dẻo, tem không thấm nước</li> <li>- Các màu: xanh, đỏ, vàng, hồng, trắng</li> <li>- Phần quai đeo: Nút bấm và khóa cố định; có 12 lỗ</li> <li>- Size người lớn: Dài 250mm ± 2mm, rộng 25mm ± 2mm</li> <li>- Size trẻ em: Dài 170mm ± 2mm, rộng 17mm ± 2mm"</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul>	Cái	5,000	
16	Túi ép phòng tiệt trùng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi hấp tiệt trùng loại phòng</li> <li>- Kích thước: 400mmx100m</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul>	Cuộn	2	
17	Túi ép dẹp tiệt trùng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Túi hấp tiệt trùng loại dẹp dùng để đóng gói hấp tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế. Có chỉ thị tiếp xúc EO/Steam ở rìa túi ép.</li> <li>- Kích thước: 150mm x 200m</li> <li>- Túi hấp tiệt trùng được làm từ giấy cấp y tế, màng trong suốt nhiều lớp PET/PP phù hợp với phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. Có khả năng chống lại vi khuẩn và vi sinh vật.</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul>	Cái	4	
18	Hộp phân liều thuốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng để phân liều thuốc trong ngày, chia làm 4 ngăn: sáng, trưa, chiều, tối</li> <li>- Chất liệu: nhựa, có nắp đậy kéo ra đẩy vào dễ dàng</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul>	Cái	2,000	
<b>Tổng cộng: 18 khoản</b>					